

Aquí en **Versapak**, hemos rediseñado completamente nuestros kits de recogida de muestras con precinto de seguridad. Nuestra tecnología patentada de un único cierre es la sencillez en sí misma, solo tiene que hacer clic en su sitio para formar una concha con precinto de seguridad. No es posible abrir y revelar el recipiente sin que quede evidencia de manipulación.

Todas las piezas están codificadas con etiquetas de identificación del precinto de seguridad, por lo que no pueden ser eliminados ni alterados.



## Accesorios para sus kits de Versapak

**Hay disponible una selección de kits de recogida y análisis de suero de sangre.**

**Kit de recogida 1A para análisis de suero de sangre**  
(Código del producto COLPACK1A)

- 2 x 5ml Vacutainer®
- Aguja normal



**Kit de recogida 2B para análisis de sangre completa**  
(Código del producto COLPACK2B)

- 2 x 3 ml Vacutainer®
- Aguja mariposa



**Kit de recogida 3B para pasaporte biológico**  
(Código del producto COLPACK3B)

- 1 x 3 ml Vacutainer®
- Aguja mariposa



Consulte nuestro sitio web [Versapak-anti-doping.com](http://Versapak-anti-doping.com) para ver más productos e información.

## Bolsas de transporte de muestras


Versapak suministra una gran variedad de bolsas de transporte de muestras, ideales para transportar muestras de sangre y de orina de forma segura y fiable. Las bolsas de transporte también tienen precinto de seguridad y cumplen con las normas UN3373 y P650.



Lea más acerca de nuestras soluciones de control antidopaje o haga su pedido hoy en nuestro sitio web, [www.versapak-anti-doping.com](http://www.versapak-anti-doping.com), o hable con nuestro equipo de ventas llamando al +44 (0) 20 83 33 53 20.

**versapak**  
Doping Control Limited

**Soluciones de control de dopaje con precinto de seguridad para un deporte más limpio.**



Creemos que los científicos y técnicos que llevan a cabo las pruebas desempeñan un papel vital en la lucha para mantener el deporte limpio. Hemos desarrollado nuestros kits para hacerlos más seguros y fáciles de usar.

Los kits de recogida de muestras de Versapak se abren con poco esfuerzo y tienen pocos elementos separados. Esto no sólo protege al personal del laboratorio sino que además reduce la posibilidad de contaminación.

Nuestros kits han sido probados de manera independiente por una prestigiosa autoridad mundial.

[www.versapak-anti-doping.com](http://www.versapak-anti-doping.com) • Tel: +44(0) 20 83 33 53 20

[www.versapak-anti-doping.com](http://www.versapak-anti-doping.com) • Tel: +44(0) 20 83 33 53 20



## Soluciones de control antidopaje seguras de **Versapak** - mejores para atletas, agentes de control de dopaje y autoridades de recolección de muestras.

Los deportistas saben que su reputación es fundamental, por lo que agradecen cualquier mejora en la lucha contra el dopaje en el deporte. Las soluciones de control antidopaje de Versapak incorporan precinto de seguridad que impide la manipulación sin que quede constancia, tal y como comentó una autoridad independiente que lleva a cabo pruebas:

*«Fue imposible abrir los recipientes sin que quedara evidencia de manipulación.»*

Nuestras botellas están hechas de material resistente y ligero, de modo que resulta fácil detectar manipulaciones y son una solución rentable. Nuestro sistema utiliza un recipiente de un solo uso y de bloqueo, que requiere una mínima fuerza para cerrarlo. Y también es mucho más seguro para el personal de laboratorio a la hora de abrirlo y manipularlo.

Suminramos una herramienta de apertura, que es fácil de usar, requiere poco esfuerzo y no hace falta hacer palanca.

Puede encontrar más información sobre nuestra gama completa en [www.versapak-anti-doping.com](http://www.versapak-anti-doping.com) o llamando a nuestro equipo de ventas al **+44 (0) 20 83 33 53 20**.

## Soluciones de control antidopaje de Versapak:

Todos los kits de transporte de controles antidopaje de Versapak se ajustan a los requisitos de la ISTI (norma internacional sobre exámenes e investigaciones) y tienen estas características de seguridad:

- Sistema de 3 piezas, seguridad con precinto de seguridad de bloqueo a prueba de manipulaciones
- Mecanismo con un único bloqueo
- Etiqueta de precinto de seguridad con URN en todas las piezas
- Recipiente transparente, lo que significa que la muestra es visible en todo momento
- Herramienta de apertura portátil y fácil de usar disponible
- Los kits se abren con muy poco esfuerzo y tienen pocas piezas distintas
- Ligeros y reciclables

### Kits de muestras de orina:

#### Kit de transporte de orina para las muestras A/B (DTC 3)



#### Kit de transporte de solo orina para muestras parciales (BPK 3)



#### Vaso de recogida de orina (UCV)



### Kits de muestras de sangre:

#### Kit de transporte de sangre para las muestras A/B (BLD AB)



#### Kit de transporte de solo sangre para muestras de pasaporte biológico (BLD BIO)



Los kits de transporte de muestras de sangre tienen estas características adicionales:

- Admiten Vacutainer® de hasta 10ml
- Los kits pueden colocarse directamente en centrifugadoras
- Los kits pueden congelarse hasta -80°C

[www.versapak-anti-doping.com](http://www.versapak-anti-doping.com) • Tel: **+44(0) 20 83 33 53 20**